

[illegible]

## 使用方法

### 使用前の準備

- 肌を清潔な状態にしてください。
- 肌の状態に異常がないか確認し、以下の部位には使用しないでください。  
①切傷、かぶれ、炎症、刺激した患部
- 整髪剤を塗った部分
- 顔の皮膚、首やうなじ、バストトップ
- 電線などで皮膚とケーブルがある部位
- アレルギー、金属などアレルギーのある部位
- ディープブルーの電磁波をアルミケールン、ガディエールなどで肌を保護してから使用することをお勧めします。

### 操作方法

- この商品は、EMS、加熱、振動の機能があります。  
①(パワースイッチ)を長押し(約3秒)すると信号音が鳴り、EMS Lowモード+加熱+振動で作動します。

(パワースイッチ) 電源ON/OFFおよび振動ON/OFF切替で使用します。

パワースイッチ	電	熱	振
電源ON/切	長押し(約3秒)	電源ON	
電源ON時	長押し(約3秒)	振動ON/OFF切替	
電源ON時	長押し(約3秒)	電源ON/切	

⑧

### 使用方法

②〔モード切替スイッチ〕を押すごとに、下記のようにモードが切り替わります。

〔モード切替スイッチ〕 電源ON時にEMSのモード切替で使用します。

モード切替スイッチ	モードインジケータ	EMS	振動	加熱	LED
電源ON時		Low	ON		
1回目		Mid		40℃ OFF 45℃	赤・緑・青 順に点滅
2回目		High	ON/OFF ON→3分待ち OFF→3分待ち	40℃ OFF 45℃	赤・緑・青 順に点滅
3回目		Low			

※3回目以降は、EMSがLow・Mid・Highで循環し続きます。

③〔パルススイッチ〕を長押し(約3秒)すると信号音が鳴り、電源がOFFになります。

## 使用方法

### 振動ON/OFF


- 電流がONになると、振動が作動します。  
※振動のみのモードはありせん。

### オートモードOFF


- 電流をON、またはモードを選択してから約10分経過すると、信号音が鳴り電流がOFFになります。

### 使用方法


- ヘッドの保護フィルムを外してご使用ください。
- 使用時間：部位に合わせて約10分/日  
※振動のみのモードはご利用ください。使用時間を越えた場合、皮膚が赤くなる場合があります。
- 本品を下部に示した部位で矢印方向に動かします。  
※常に動かす。常にゆっくり移動を繰り返す使用します。




腰部



二の腕



背中



太ももふくらはぎ

お手入れ・保管・廃棄	
<p><b>お手入れ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●手洗いをし、洗った後は十分に乾かしてください。</li> <li>●洗濯機で洗った場合は、洗濯機内を乾燥させるか、十分に乾かすまで、固く絞らずに干してください。お洗濯した洗濯機内を乾燥させてください。</li> <li>※洗濯機で洗った場合は、洗濯機内を乾燥させるか、十分に乾かすまで、固く絞らずに干してください。</li> </ul>	
<p><b>保管</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●直射日光が当たる場合は、直射日光を避け、おかげのところに一度覆をかけてください。</li> <li>●直射日光が当たらない場合は、直射日光を避け、おかげのところに一度覆をかけてください。</li> <li>●直射日光が当たらない場合は、直射日光を避け、おかげのところに一度覆をかけてください。</li> <li>●直射日光が当たらない場合は、直射日光を避け、おかげのところに一度覆をかけてください。</li> </ul>	
<p><b>廃棄</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●廃棄する際は、ご当地自治体の指定方法に従って処理してください。</li> </ul>	
製品仕様	
品 名	AUS EMS5 デザイン家電
品 番	2134 / AUS-05
カラー	グレー
サイズ(巾)	高さ(1)65.5・幅(2)45.5・奥行(3)18.5cm
重量	179kg
電源	DC 5V / 2A (Type-C)
消費電力	リチウムイオン電池 750mAh 3.7V 2.69Wh
充電持続能力	2.8時間
主な材質	ABS、PP、PA、エポキシ
色・素材	3色選べ、Low Mid / High
使用時間(約)	2.8時間
使用時間(約)	Low・Mid・High 45分
機能	照明ON/OFF、オートワークOFF
動作温度	10℃～35℃ (動作温度範囲: 約 10℃～35℃)
付属品	充電ケーブル・Type-C 磁石、保護フィルム・取扱説明書
製造国	中国

[illegible]

保証書(持込み修理)	
品 名	AUS EMSボディケアマシン
品 番	Z514 / AUS-05
保証期間	お買い上げ日より 6か月
お買上げ日	年 月 日
	ご住所 〒
お 客 様	お名前
SAMPLE	
	所在地 〒
販売店	名 称
東京都渋谷区神宮前6-12-22 東京武蔵小杉ビルディング 〒206-0025 埼玉県武蔵小杉市小倉南2丁目2-7-1 TEL: 0427-0-12345 受付時間10:00-12:00 / 13:30-17:00 (土・日・祝日を除く)	
販売元	株式会社 バル
カスタマーセンター	